


舌の保護 / 歯牙の負担を軽減

# 口腔開口器 バイトガード

## 各部名称




### ①：歯列内カバー

舌を歯列内側に保護し  
歯列内側で安定した留置可能


### ②：ブロック

気管チューブの変形・閉塞を予防  
ブロックは幅広く軟質素材で  
咬合時の歯牙への負担を軽減

## 装着例



歯列内カバーを上下歯列の内側面に接しさせ、舌が側面にはみ出さないように挿入し、上下顎歯でブロックを咬ませさせる。




製品番号	販売名称	一般的名称	クラス	JMDNコード	医療機器届出番号
BG-DM	バイトガード	開孔器	I	35517000	22B3X10001000011

※仕様は予告無く変更することがあります

- 本製品は再使用禁止です
- 挿管チューブ固定の際、材質上テープがはがれやすく固定しにくい場合があります
- 本製品に破損等異常が認められる場合には使用しないで直ちに新しいものと交換してください

単回使用製品 未滅菌 40個入り/ケース

国内総発売元

 株式会社メディカルリーダーズ

本社  
〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル  
TEL:03-5803-9271 FAX:03-5803-9275  
<http://www.leaders.co.jp>

製造販売元 株式会社システム・ジェーピー