



AGS MEDTECH
Always Good Solutions




回転機能で効率的な検体採取を実現

GIジヨー R 生検鉗子

鉗子部のスムーズな回転機能により 効率的な検体採取を実現


鉗子部のスムーズな回転機構

- ・ハンドル部を回転操作することで、鉗子部が360度スムーズに回転します。
- ・回転機能により、ターゲティングを容易にし、効率的な検体採取を実現します。




微調整可能なカップ開閉操作

- ・人間工学に基づいて設計したハンドルは、軽い操作感で、組織採取時のカップ開閉の繊細なコントロールを可能にします。



安全な挿入・抜去のための シャフトマーカ

- ・シャフト3箇所配置されたマーカは、安全な挿入・抜去をサポートします。



GIジョー R 生検鉗子 Order Information

カタログ番号	構造図	カップ径 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	カップ 形状	針	有効長 (mm)	シース 色	マーカ	販売単位
AG-50129-2616		2.6	2.8	フラット	無	1,600	青	ホワイ	10本/箱
AG-50129-2623		2.6	2.8	フラット	無	2,300	青	ホワイ	10本/箱
AG-50131-2616		2.6	2.8	ジョー	無	1,600	青	ホワイ	10本/箱
AG-50131-2623		2.6	2.8	ジョー	無	2,300	青	ホワイ	10本/箱

販売名: AGS バイオプシーフォーセプス 届出番号: 13B1X00172AG0001

製造元



AGS MEDTECH
Always Good Solutions

製造販売元



株式会社メディカルリーダース

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル TEL: 03-5803-9271 / FAX: 03-5803-9275
第一種医療機器製造販売業許可番号: 13B1X00172