



**Leading for Value.**

追求し続ける、すべての人のために。




正確なアクセスで精度の高い手技を実現

# Accura

尿管アクセスシース  
Ureteral Access Sheath

### 正確なアクセスで精度の高い手技を実現



#### 挿入が容易な ハブデザイン

シースハブは最大23.5mmの大きな口径で、内視鏡の挿入がしやすいデザインです

#### 独自の目盛り付きシース・ダイレータ

シースおよびダイレータには目盛りが付いており、正確な留置位置の把握、ポジショニングの再現が可能です

#### キンク耐性シース

ステンレスコイルで補強されたシースはキンクに強く、屈曲部でも容易な挿入を可能にします

#### スムーズなシース移行部

シース/ダイレータ移行部は段差が少なく、スムーズな挿入をサポートします

#### Order Information

カタログ番号	ダイレータ径	シース径	シース長	販売単位
IVX-UA-1035	10Fr	12Fr	35cm	1本/箱
IVX-UA-1045			45cm	
IVX-UA-1135	11Fr	13Fr	35cm	
IVX-UA-1145			45cm	
IVX-UA-1235	12Fr	14Fr	35cm	
IVX-UA-1245			45cm	

販売名：ML尿管アクセスシース

認証番号：304AFBZX00112000

#### 関連製品



結石治療に効率性をアシスト

### CystoAssist

Endourologic Stabilization System

製造販売元

**MEDICAL** 株式会社メディカルリーダーズ

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル TEL: 03-5803-9271 / FAX: 03-5803-9275

第一種医療機器製造販売業許可番号：13B1X00172

