



Excellence in Flexibility Accura Flex


尿管アクセスシース | Ureteral Access Sheath

Excellence in Flexibility Accura Flex

尿管アクセスシース | Ureteral Access Sheath



シース先端の優れた柔軟性が 困難部位へのアプローチをサポート、 スムーズな吸引を実現します。



キンク耐性シー

先端部の損傷・変形を 軽減する内部構造



強力な吸引・術中コントロールを 可能にする密閉弁と開閉タブ

シースハブには取り外し可能な密閉弁がついており、 強力な吸引を可能にします。

また、開閉タブにより術中の吸引コントロールが可能です。

Order Information

カタログ番号	ダイレータ径	シース径	シース長	販売単位
IVX-NS-1040	10Fr	12Fr	40cm	
IVX-NS-1050	1011	1211	50cm	1本/箱
IVX-NS-1140	11Fr	13Fr	40cm	
IVX-NS-1150			50cm	
IVX-NS-1240	12Fr	14Fr	40cm	
IVX-NS-1250	1271	141	50cm	

販売名: ML 尿管アクセスシース 認証番号: 304AFBZX00112000

カタログ番号	セット内容	販売単位
IVX-NB-150	・結石片収集ボトル(容量150mL) × 1個 ・チューブ(70cm) × 1本	5セット/箱

販売名: ML 尿管アクセスシース 結石片収集ボトルセット 届出番号: 13B1X00172IV0001

製造元



製造販売元



本社 〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル TEL: 03-5803-9271 / FAX: 03-5803-9275 第一種医療機器製造販売業許可番号: 13B1X00172