



AGS MEDTECH
Always Good Solutions



細径鉗子でもスマートな検体採取を実現

Baby GI ジョー 生検鉗子

GI ジョーの確実でスマートな検体採取を、
Baby GI ジョーは細径でも可能にします。


十分な量と質の高い検体採取を
可能にするカップデザイン

- ジョーは密集した歯が組織を確実に捉え、フラットは薄く均一な辺縁部採取が可能なデザインです。
- スイング機能は直線方向のアプローチ、目的部位の検体採取を容易にします。




GI ジョー

Baby GI ジョー



目的部位へスピーディーに
到達可能なシャフト、
術者も介助者も操作が容易なハンドル

- 細径スコープでも鉗子負けを起こしにくい表面が滑らかにコーティングされた灰色シャフトは操作性をサポートします。
- 人間工学に基づいて設計したハンドルは、軽い操作感でカップ開閉の繊細なコントロールが可能です。



上部用と下部用で異なる色のマーカー

上部：ホワイト

下部：ブラック



Baby GI ジョー 生検鉗子 Order Information

カタログ番号	構造図	カップ径 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	カップ形状	有効長 (mm)	シース色	マーカー	販売単位
AG-5021-1816		1.8	2.0	フラット	1,600	灰色	ホワイト	10本/箱
AG-5021-1823				フラット	2,300		ブラック	
AG-5023-1816				ジョー	1,600		ホワイト	
AG-5023-1823				ジョー	2,300		ブラック	

販売名：AGS バイオブシーフォーセプス 届出番号：13B1X00172AG0001

製造元



製造販売元



本社 〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル TEL: 03-5803-9271 / FAX: 03-5803-9275
第一種医療機器製造販売業許可番号：13B1X00172