


内視鏡に合わせて選べる2サイズ



赤(小)
上部消化管内視鏡、気管支内視鏡 など



青(大)
下部消化管内視鏡 など

プロテクトポップ ラインアップ

製品番号	製品名	入り数/箱
22026	プロテクトポップ メッシュタイプ 赤 (小)	100
22027	プロテクトポップ メッシュタイプ 青 (大)	100



製品情報、サンプル・お見積りのご依頼はこちらからお問い合わせください

製造販売元




販売元



本社 〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル TEL:03-5803-9271 / FAX:03-5803-9275
http://www.leaders.co.jp

MKTG-28-059



ENDOSS プロテクトポップ

プロテクトポップならではのメリット



1

先端の破損リスク低減


内視鏡先端部にしっかりフィット。運搬時や検査準備時の衝突リスクから先端部を守ります。



2

完全ディスポーザブルで感染対策をサポート

洗浄・滅菌の手間が不要。滅菌個包装のため常に清潔な状態で使用開始できます。




3

取り入れやすい先端保護習慣

洗浄・乾燥後、保管庫に入れる前に取り付けるだけ。メッシュ素材で蒸れにくいいため保管庫内での使用も可能です。

使用方法



洗浄・乾燥後の内視鏡先端に付けて保管



洗浄直前に廃棄



付けたまま洗浄室へ移動




1

2

3

5

4



付けたまま持ち出し



検査準備も付けたまま



検査直前に外し、直後に再度付ける