




Leading for Value.
追求し続ける、すべての人のために。



独自のボールチップで安全性を向上

Sparkler

ガイドワイヤー
Ureteral Guidewire

独自のボールチップで安全性を向上

キンク耐性ナイチノールコア


キンク耐性のナイチノールコア、視認性の良いストライプジャケットにより、挿入時の良好な操作性を実現します

スムーズな挿入性の先端チップ

親水性コーティングされた柔軟な先端チップと段差の少ない滑らかなコーティング移行部により、尿管内へのスムーズなアクセスをサポートします

手技の安全性向上を目指した独自のボールチップ構造

国際特許技術のボールチップ構造で、粘膜組織への刺激を軽減。手技の安全性向上に貢献します



選べる3タイプのガイドワイヤー形状

症例に合わせて、先端ボールチップの有無、柔軟な先端チップ部分の有無を選択可能です

Order Information

| カタログ番号 | タイプ | 最大外径 | 全長 | 先端形状 | 販売単位 |
|----------------|-----------------|--------|-------|-------|------|
| IVX-UG-3215BSO | Hybrid | 0.032" | 150cm | ストレート | 5本/箱 |
| IVX-UG-3515BSO | | 0.035" | | | |
| IVX-UG-3215TSO | Ball Tip PTFE | 0.032" | | | |
| IVX-UG-3515TSO | | 0.035" | | | |
| IVX-UG-3215CSO | Ball Tip Hybrid | 0.032" | | | |
| IVX-UG-3515CSO | | 0.035" | | | |

販売名：MLガイドワイヤー 認証番号：304AFBZX00095000

製造販売元

 株式会社メディカルリーダーズ

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル TEL: 03-5803-9271 / FAX: 03-5803-9275

第一種医療機器製造販売業許可番号：13B1X00172

