




AGS MEDTECH

Always Good Solutions





進化型スネアでポリペクトミーに革新を

ラッソ Round Plus
ポリペクトミースネア



進化型スネアでポリペクトミーに革新を

3段階のワイヤ構造により、スネアが粘膜に密着し、絞扼時の幅を最大限にキープ
目的部位を確実に捉え、ポリープ切除時の残存を最小限に



- 従来のラウンド型に比べ、絞扼時に最後まで横幅を保持。ポリープを確実に捉え、周辺の残存を最小限にします。

先端スネアが360度回転
目的部位への効率的なアプローチを可能に



- ハンドル部を回転操作することで、先端スネアが360度スムーズに回転。
- 目的部位への効率的なアプローチを実現します。

ラッソ Round Plus ポリペクトミースネア Order Information

カタログ番号	構造図	先端形状	スネア幅 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	有効長 (mm)	ハンドル 色	販売単位
AG-50718-241523-S		ラウンド プラス	15	2.8	2,300	紫	10本/箱
AG-50718-242523-S		ラウンド プラス	25	2.8	2,300	黄緑	10本/箱

販売名: AGS ポリペクトミースネアH 認証番号: 303AFBZX00001000

製造元



製造販売元



本社 〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル TEL: 03-5803-9271 / FAX: 03-5803-9275
第一種医療機器製造販売業許可番号: 13B1X00172